



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

加热磁力搅拌器 (平行反应模块套装)

产品特点

- 加热磁力搅拌器A3 组件（只与IT-08A3/B3主机配套使用），可选配1/4 圆合金加热模块，应用于多样品的平行反应。适配于4ml-16ml 试管。也可以选配圆底烧瓶合金加热模块，容积适配50ml-500ml。
- 加热模块采用铝合金材料精加工而成，产品设计利用了铝材料的耐高温、导热快、温度均匀、易清洁等材料特性，表面采用精细喷砂和多色氧化工艺，耐受化学腐蚀同时，也为您的实验室添加色彩。
- 产品采用传热的设计原理，可以避免采用常规油槽带来的安全、油泄露、飞溅、油污和火灾等风险。



技术参数

货号	颜色	孔径孔深	可放置反应管数量	描述
57 药品稳定性试验箱 63 步入式药品实验室				
64 老化试验箱 64 热空气消毒箱				
65 高低温(交变)试验箱 66 高低温(交变)湿热试验箱				
67 紫外耐候气候试验箱 68				
69 氙灯耐候气候试验箱 70 盐雾腐蚀试验箱				
71 电阻炉 74				
75 旋转蒸发器 78 循环水真空泵				
79 耐腐蚀隔膜泵 80 循环冷却器				
81 磁力搅拌器 83				
84 顶置电动搅拌器 85 氮吹仪				
86 漩涡混匀仪 87 多用途试管搅拌器				
88 孵育器/金属浴 89 恒温金属浴				
90 微孔板迷你离心机 91 均质分散机				
93 粘度计 96				
97 控制器介绍 98 选购件介绍				
A30000	蓝色 1/4 圆	$\phi:15.2\text{mm}$ H:20mm	4ml*11 支	载物托盘与 1/4 圆合金加热模块配合使用
A30001	金色 1/4 圆	$\phi:17.8\text{mm}$ H:26mm	8ml*6 支	
A30002	绿色 1/4 圆	$\phi:21.6\text{mm}$ H:31.7mm	16ml*4 支	
A30003	灰色 1/4 圆	$\phi:28\text{mm}$ H:24mm	20ml*4 支	
A30004	黑色 1/4 圆	$\phi:28\text{mm}$ H:30mm	30ml*4 支	
A30005	蓝色 1/4 圆	$\phi:28\text{mm}$ H:43mm	40ml*4 支	
A30006	红色 1/4 圆	$\phi:16.5\text{mm}$ H:23.2mm	8ml*29 支	
A31000	银色平行反应座	50ml 100ml 250ml 500ml	单槽	
A32001~A32004	圆底烧瓶加热模块			